

## Curacid® Aktiv – alkoholische Schnelldesinfektion

Curacid® Aktiv ist ein schnellwirkendes alkoholisches Flächendesinfektionsmittel für medizinische und industrielle Bereiche.

Es ist frei von Aldehyden, um die Raumluft nicht zu belasten und eine gute Materialverträglichkeit sicher zu stellen.

Nur 1 Minute Einwirkzeit gemäß den Begutachtungen nach den VAH-Richtlinien.

Curacid® Aktiv ist gebrauchsfertig, benetzt gleichmäßig, hat eine sehr gute Materialverträglichkeit und trocknet rückstandsfrei ab.

Mit breiter mikrobiologischer Wirksamkeit in praxisgerechten Einwirkzeiten. Wirksam gegen alle behüllten und unbehüllten Viren gemäß RKI-Empfehlung.

### Eigenschaften

- gegen Bakterien, Pilze und Viren inkl. TBC, MRSA, HBV, HIV, HCV, Rota, Noro und Adeno
- wirksam gegen behüllte und unbehüllte Viren
- Wirksamkeit gem. VAH geprüft und bestätigt
- schnelltrocknend
- angenehm im Geruch
- aldehydfrei

### Wirksame Bestandteile in 100 g

43 g Ethanol

Weitere Bestandteile:

0,05g ionische Tenside, Stellmittel

### Einsatzgebiete

Zur Flächendesinfektion in allen medizinischen und industriellen Bereichen. Ärztlichen Praxen, Gesundheitseinrichtungen, Schulen, Kindergärten sowie sanitären und werksärztlichen Bereichen in Industriebetrieben. Ebenfalls zur schnellen Desinfektion von alkoholbeständigen Flächen in der Küche und Gastronomie.

Hervorragend geeignet zum Tränken von Vliesrollen.

### Anwendungsempfehlung

Flächen und Gegenstände werden mit Curacid® Aktiv unverdünnt gleichmäßig benetzt. Je nach Oberflächenstruktur reichen für 1 qm Fläche ca. 20-50 ml.

### Einwirkzeiten:

#### **Anwendungsempfehlung gemäß VAH:**

unverdünnt 1 Minute

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Bakterizid, levurozid | 1 Min.  |
| MRSA                  | 1 Min.  |
| TBC                   | 1 Min.  |
| HIV/HBV/HCV           | 30 Sek. |
| Vaccinia              | 30 Sek. |
| Rota                  | 30 Sek. |
| Noro                  | 15 Min. |
| SV40                  | 5 Min.  |
| Adeno                 | 15 Min. |

### Lieferformen

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| <b>Art.-Nr.: 13651</b> | 1000 ml Flasche  |
| <b>Art.-Nr.: 13652</b> | 5 Liter Kanister |

